
1-Naphthyl phosphate disodium salt

产品编号: D10620

CAS: 2183-17-7

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS: 2183-17-7

分子式: $C_{10}H_7Na_2O_4P$

分子量: 268.11

MDL: MFCD00041007

级别: BR

纯度: 98%

熔点: >300°C

沸点: 451°C at 760 mmHg

敏感性: 对热敏感, 易吸潮

性状: 粉末

溶解性: 溶于水 (50 mg/mL)

用途: 磷酸萘酯二钠盐为酯类衍生物, 可用作生化试剂。用于测定磷酸酯酶(Phosphatase)的底物。