

培养箱及空间表面灭菌喷雾（即用型） Incubator & Surface Microbial-Free (Ready to Use)

产品编号: C6128

保存条件: 常温, 18个月.

产品介绍: **产品介绍:**

本产品具有很强的灭菌功能, 专门用于清除培养箱中细菌、真菌、支原体等微生物。其作用机理是能迅速渗透到胞浆膜脂质层及蛋白质层, 改变细胞壁和膜的通透性, 抑制酶或蛋白的活性, 影响细胞代谢过程, 或干扰核酸和蛋白质的合成, 从而达到杀菌作用。

产品特点:

广谱高效: 专门用于清除CO₂培养箱内的细菌、真菌及支原体等微生物污染。

安全性高: 无刺激, 无腐蚀, 不挥发。

使用方便: 直接喷洒即可, 省时省力。

操作说明:

培养箱: 移出细胞后, 直接将本品喷洒于细胞培养箱的隔板、内壁处, 喷三次即可快速杀灭常见污染源, 也可将脱脂棉球浸泡除菌剂后擦拭使用。

空间表面: 可消毒橡胶手套、超净台面、桌面、显微镜台、试剂瓶身等物体表面, 喷涂完全 湿润, 不需擦拭, 自然风干。

注:

- 1、建议一周处理一次;
- 2、污染爆发时期, 如梅雨季节等, 可适当增加用量。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、禁与阴离子表面活性剂混合使用。
- 3、本产品仅限科研使用。

相关产品:

C6126, Room SafeGuard Set, 细胞房卫士组合 (套装包含以下三个产品各一瓶)

C6128, Incubator & Surface Microbial-Free (Ready to Use), 培养箱及空间表面灭菌喷雾 (即用型), 500ml/瓶

C6129, Incubator Water Pond Antimicrobial, 培养箱水盘抑菌剂, 150ml/瓶

C6130, Waterbath Antimicrobial Reagent, 水浴锅抑菌剂, 150ml/瓶