
TMBAC

产品编号: D10591

CAS: 56-93-9

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 56-93-9

分子式: C₁₀H₁₆ClN

分子量: 185.70

MDL: MFCD00011782

纯度: 99% (TLC)

熔点: 239℃

外观: 粉末

溶解性: 易溶于水、乙醇、热苯和丁醇, 微溶于苯二甲酸二丁酯和磷酸三丁酯, 不溶于乙醚。

敏感性: 有吸湿性

用途: 测定铂、钯、汞和金。有机合成。纤维素。溶剂。乳化剂。阻聚剂。