
DDBAC

产品编号: D10594

CAS: 139-07-1

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 139-07-1

分子式: C₂₁H₃₈ClN

分子量: 339.99

MDL: MFCD00137276

纯度: 98% (TLC)

熔点: ~60 °C

外观: 固体

敏感性: 易吸潮

介绍: 本品是一种含有十二烷基的季胺盐, 阳离子表面活性剂, 是一种属非氧化性杀菌剂, 具有广谱、高效的杀菌灭藻能力, 能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长, 并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用, 同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。

用途: 本品毒性小, 无积累性毒性, 并易溶于水, 并不受水硬度影响, 因此广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中, 用以控制循环冷却水系统菌藻滋生, 对杀灭硫酸盐还原菌有特效。本品可作为纺织印染行业的杀菌防霉剂及柔软剂、抗静电剂、乳化剂、调理剂等。