
CTAC

产品编号: D10586

CAS: 112-02-7

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 112-02-7

分子式: C₁₉H₄₂ClN

分子量: 320

MDL: MFCD00011773

级别: 超纯

纯度: 99.5%

熔点: 232-234 °C

沸点: 100°C

敏感性: 易吸潮

性状: 白色粉末。

溶解性: 溶于水。

用途: 十六烷基三甲基氯化铵 (CTAC) 是一种阳离子季铵盐。