
OTAC

产品编号: D10587

CAS: 112-03-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 112-03-8

分子式: C₂₁H₄₆ClN

分子量: 348.05

MDL: MFCD00050188

级别: 超纯

纯度: 99.5%

熔点: 80℃

沸点: 100℃

敏感性: 易吸潮。

性状: 白色粉末。

描述: 能溶于醇和热水中, 震荡时产生大量泡沫, 与阳离子、非离子表面活性剂或染料有良好的配伍性且协同效果显著。化学稳定性好, 耐热, 耐光, 耐强酸强碱, 具有优良的渗透, 柔软, 乳化, 抗静电及杀菌性能。