

---

## DTAC

产品编号: D10589

CAS: 112-00-5

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 112-00-5

分子式: C<sub>15</sub>H<sub>34</sub>ClN

分子量: 263.89

MDL: MFCD00041974

级别: 超纯

纯度: 99%

熔点: 246 °C (d°C.)(lit.)

性状: 白色粉末或块状。

溶解性: 易溶于水、乙醇、丙酮和氯仿, 不溶于乙醚和苯。有刺激性。

敏感性: 易吸潮, 热敏感

用途: 阳离子表面活性剂, 应用于催化剂, 乳化剂, 消毒剂, 杀菌基, 抗静电剂等。