
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride

产品编号: D10595

CAS: 139-08-2

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 139-08-2

分子式: C₂₃H₄₂ClN

分子量: 368.04

MDL: MFCD00011771

纯度: 98% (TLC)

熔点: 56-62 °C

外观: 白色结晶

用途: 萃取光度分析用离子缔合试剂和金属光度测定用敏化剂。可以任何比例溶于水和乙醇中, 可与阳离子、非离子表面活性剂或染料同时使用, 忌与阴离子表面活性剂或助剂配用, 对弱酸碱稳定, 不宜在100°C以上长时间加热。