
Cedar oil

产品编号: D10619

CAS: 8000-27-9

保存条件: 室温, 避光保存。

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 8000-27-9

MDL: MFCD00132766

外观: 亮黄色油状液体。有刺激性。

溶解性: 溶于乙醇, 溶于乙醚, 不溶于水。溶于10-20份 90%乙醇, 溶于乙醚, 不溶于水。

敏感性: 对光敏感。

产品简介:

香柏油系蒸馏柏木而得的芳香油, 其中含有油精和柏木脑等成分。本品为浅黄色透明油性液体, 不易干燥、变硬, 使用于100倍物镜。用作香料和显微镜油。驱虫剂。

使用方法:

- 1、把香柏油直接滴1~2滴于干燥涂片或切片上;
- 2、使用油镜镜头, 调节焦距进行观察;
- 3、使用完后, 用镜头纸直接擦干镜头, 无须使用二甲苯清洗;
- 4、本品使用滴瓶包装, 使用方便。