
琼脂糖蛋白G Protein G-Agarose

产品编号: C0911

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: MDL: MFCD00165580

外观: 冻干粉, 含有乳糖稳定剂, 使用前必须去除。

标记范围: ~2.5 mg per mL

基质: 交联4%珠状琼脂糖

基质活化: 溴化氰

基质附着: 氨基

基质间隔: 1原子

容量: $\geq 15\text{mg/mL}$ 结合容量 (人IgG)

用途: 用一种基因工程蛋白G制备, 该蛋白G保留其对IgG的高亲和力, 并且缺乏白蛋白和Fab结合位点以及膜结合区域。蛋白质G-琼脂糖用于亲和层析、蛋白质层析、抗体纯化和鉴定、免疫亲和基质、蛋白质A、G和L树脂以及纯化和检测。