
Cupric acetate monohydrate

产品编号: D10140

CAS: 6046-93-1

保存条件: Store at 2-8°C. Protect from light.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 6046-93-1

分子式: $C_4H_6CuO_4 \cdot H_2O$

分子量: 199.65

MDL: MFCD00149570

外观/性状: 一水物为蓝绿色粉末性结晶。

纯度: 98 %

溶解性: 溶于乙醚。

敏感性: 易吸潮

用途: 点滴分析钾和氰化物, 松香的分析, 作铜标准液, 水质分析。