
Oleic acid

产品编号: D10145

CAS: 112-80-1

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 112-80-1

分子式: C₁₈H₃₄O₂

分子量: 282.465

MDL: MFCD00064242

外观/性状: 油状

纯度: ≥98% (GC)

溶解性: 能溶于醇, 苯和氯仿, 不溶于水

来源: 橄榄油

敏感性: 对空气敏感

用途: 生化研究, 气相色谱对比样品, 检定氮、钙和铜, 测定钙、镁和硫。在肝细胞中激活蛋白激酶C (protein kinase C)