
Laminaran

产品编号: D10330

CAS: 9008-22-4

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 纯度: BR,70%

CAS: 9008-22-4

MDL: MFCD00466918

溶解性: 溶于水

外观/性状: 白色至淡黄色冻干粉末

储存条件: RT

用途: 科研、实验。昆布多糖酶的底物。 β -葡聚糖酶的检定

简介: 昆布多糖, 是指昆布中的大分子多糖物质。它主要存在于昆布中。昆布多糖, 与一般的糖类物质不同, 它的分子链末端, 含有硫酸基。硫酸基与多糖通过酯键相连。昆布多糖具有很好的生物学活性, 主要原因在于末端含有天然硫酸基。