
D(+)-Galactosamine hydrochloride

产品编号: D10339

CAS: 1772-03-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: 高纯, 98%

CAS: 1772-03-8

分子式: $C_6H_{13}NO_5 \cdot HCl$

分子量: 215.63

MDL: MFCD00135830

外观/性状: 白色固体

来源: 发酵

溶解性: 溶于水, 参考浓度50mg/ml

敏感性: 吸湿性

用途: 用于生化研究。测定芳胺N-甲基转移酶和组织匀浆中单胺氧化酶活力的底物。