
DEPC 处理的超纯水 (无DNase、RNase) DEPC-treated Water (DNase, RNase free)

产品编号: C6123

保存条件: 常温保存, 有效期24个月。

产品介绍: **产品简介:**

DEPC 处理的超纯水 (无DNase、RNase) 是用超纯水经DEPC (焦碳酸二乙酯) 处理后, 再经过高压灭菌后, 0.22 μ m膜过滤制备而成。经检测不含RNase、DNase 和proteinase, 非常适合涉及RNA的应用的实验。

产品应用:

可用于DNA&基因组测序分析、PCR等实验。

注意事项:

1. 建议在超净工作台内分装成小份后保存, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。