
DNA

产品编号: D10718

CAS: 100403-24-5

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 100403-24-5

分子式: C₁₅H₃₁N₃O₁₃P₂

分子量: 523.37

MDL: MFCD00130921

级别: for molecular biology

纯度: ≥85%

外观: 冻干粉

溶解性: 溶于50 mM Tris pH 8.0 (10 mg/mL, clear, faintly brown-yellow)

吸光度比值: A₂₆₀/A₂₈₀ nm ~1.4

产品简介:

本产品是来自鲑鱼精子的各种浓度的低分子量脱氧核糖核酸, 用于研究DNA与硅取代羟基磷灰石纳米晶体的结合。