
Pullulan

产品编号: D10726

CAS: 9057-02-7

保存条件: 室温保存。

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 9057-02-7

MDL: MFCD00081940

分子式: C₂₃H₄₂O₁₆

分子量: 574.570

纯度: BR, 99%

外观: 白色非结晶性粉末。

产品简介:

普鲁兰多糖常用作增稠剂、稳定剂、被膜剂、品质改良剂。一般常与卡拉胶、槐豆胶等合用,用量0.15%~0.5%。

可直接添加于食品以简化制造过程,防止老化,赋予光泽,置换食品中一部分淀粉质原料,制造低热量食品。

亦可采取喷雾或浸渍方式形成被膜,防止氧化。

其薄膜制品可用作低温下稳定的透明可食性防氧化包装材料。