
Agarose (1300g/cm²)

产品编号: D10485

CAS: 9012-36-6

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 9012-36-6

分子式: C₁₂H₁₈O₉

分子量: 306.26

MDL: MFCD00081294

级别: 电泳级, 1300g/cm²

敏感性: 易吸潮

外观: 粉末

用途: 用于分子生物学研究。脱氧核糖核酸(DNA), 脂蛋白和免疫电泳用。生物学、免疫学、生物化学和微生物学研究。