
LDS

产品编号: D10577

CAS: 2044-56-6

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 2044-56-6

分子式: $C_{12}H_{25}LiO_4S$

分子量: 272.33

MDL: MFCD00007467

级别: 高纯

纯度: 99%

性状: 白色结晶。

溶解性: 溶于水。不溶于无水乙醇、丙酮。

用途: 生物科研用试剂。阴离子去垢剂 (Anionic detergent) , 适用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳 (有SDS存在) 。特别是在低温的条件下。