
GOT

产品编号: D10169

CAS: 9000-97-9

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS: 9000-97-9

MDL: MFCD00131191

级别: BR

纯度: 99%

外观: 硫酸铵悬液。

活力定义: 在25°C和pH 7.5的条件下, 每分钟催化一个微摩尔L-天冬氨酸转氨作用的酶量。

用途: 谷草转氨酶广泛存在于人体的心、肝、肾、脑、骨骼肌等组织, 当这些组织发生损害或病变时, AST从细胞内逸出, 进入血液, 使AST活力增高。临床一般常作为心肌梗死和心肌炎的辅助检查。