
Casein sodium salt from bovine milk

产品编号: D10537

CAS: 9005-46-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 9005-46-3

MDL: MFCD00130736

纯度: 90%

外观: 白色至淡黄色颗粒、粉末或片状。

溶解性: 缓慢分散于水中, 稍有浑浊。可溶于沸水, 不溶于乙醇。

敏感性: 对光敏感。

描述: 酪蛋白酸钠又称酪蛋白酸盐、酪朊酸钠、干酪素钠, 是一种水溶性乳化剂, 具有稳定、强化蛋白质、增稠、发泡等作用, 还是蛋白质营养强化剂。

用途: 用于医药和生化试剂。有增稠和乳化作用, 由于含有人体所需的全部必需氨基酸, 具有很高的营养价值。我国规定可用于各类食品, 按生产需要适量使用。