
Poly-L-lysine, succinylated

产品编号: D10493

CAS: N/A

产品介绍: **基本信息:**

分子量: >50,000

MDL: CD00165425

外观/性状: 白色至淡黄色粉末

产品简介:

琥珀酰化聚赖氨酸已被用于结合 (Gly) 3-Arg-bradykinin, 以研究其被脑内肽酶和胰腺蛋白酶水解的情况。

聚赖氨酸是一种阳离子聚合物。主要用于将细胞固定在玻璃基板或带负电的基板上。