
Tetracyclin (5mg/ml)

产品编号: C7024

保存条件: 2-8℃避光保存, 有效期12个月。

产品介绍: 四环素(Tetracyclin)是从Streptomyces aureofaciens中分离出来的广谱抗生素, 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、螺旋体等都有抑制作用, 对结核杆菌、变形菌等无抗菌作用, CAS: 60-54-8, MW: 444.44。其作用原理是与核蛋白体的30S亚单位结合, 阻断氨酰基tRNA与核糖体结合, 从而抑制蛋白质的合成。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。