

---

## EB缓冲液(pH7.2)

## EB buffer (pH7.2)

产品编号: C7060

保存条件: 4℃保存, 有效期12个月。

产品介绍: 非洲爪蟾分裂间期卵细胞提取物是体外细胞活动重建实验中细胞质和细胞器成分的主要来源, 可进行去膜精子染色质的核组装、核蛋白的输入以及DNA的复制。EB缓冲液(pH 7.2)主要由氯化钠、氯化镁、HEPES、蔗糖等组成, 主要用于漂洗卵母细胞。本产品仅用于科研, 不宜用于临床诊断或其他用途。