
Heparitin, sulfate

产品编号: D20046

CAS: 9050-30-0

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 9050-30-0

分子式: C₁₂H₁₉NO₂₀S₃ (monomer)

分子量: 593.47 (monomer)

纯度: >98%(HPLC)

溶解性: 溶于水 (100 mg/mL, 需要超声波)

产品简介:

生物活性: Heparansulfate是一种复杂的线性多糖。它作为硫酸乙酰肝素蛋白聚糖的一部分出现, 在细胞表面和细胞外基质中表达丰富。

作用靶点: FGFR; Wnt; Endogenous Metabolite;

作用通路: Protein Tyrosine Kinase/RTK; Stem Cell/Wnt; Metabolic Enzyme/Protease;