
Creatine phosphokinase (>300u/mg)

产品编号: D10720

CAS: 9001-15-4

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS号: 9001-15-4

MDL: MFCD00130876

来源: 猪心

活性: >300u/mg

外观/性状: 白色或类白色鳞状物

溶解性: 0.25 M glycyl-glycine, pH 7.4: soluble 5.0mg/mL, clear, colorless to slightly yellow

用途: 用于生化研究、食物防腐, 临床上常用作诊断酶, 测定磷酸及磷酸肌酸。