
6×DNA电泳上样缓冲液 6×DNA Loading Buffer

产品编号: C6044

保存条件: 2-8℃保存, 保质期24个月。

产品介绍: 本产品由甘油、溴酚蓝指示剂以及DNA稳定剂按一定比例混合而成, 经去核酸酶处理, 适用于DNA样品的电泳检测, 也可用于RNA样品的非变性电泳检测。使用前将适量本产品与核酸样品和灭菌蒸馏水(或1×DNA电泳缓冲液)混合, 稀释到1×水平, 即可加样进行电泳。