

---

## DL-Aspartic acid

产品编号: D10183

CAS: 617-45-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: BR

CAS: 617-45-8

分子式: C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>4</sub>

分子量: 133.1

MDL: MFCD00063083

纯度: 99%

化学性质: 无色或白色无臭晶体。有酸味。无旋光性。约于280℃熔化并分解。难溶于水, 不溶于乙醇和乙醚。属非必需氨基酸。

用途: 用作生化试剂、有机合成中间体及金属络合剂。

敏感性: 易吸潮