

---

## L-Alanine

产品编号: D10195

CAS: 56-41-7

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: BR

CAS: 56-41-7

分子式: C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>

分子量: 89.094

MDL: MFCD00064410

纯度: 99%

来源: 发酵

外观/性状: 结晶

溶解性: 易溶于水 (16.5%, 25°C), 不溶于乙醚或丙酮.

敏感性: 易吸潮

用途: 生化研究。组织培养。肝功能测定。属于非必需氨基酸, 是血液中含最多的一种氨基酸, 有重要生理作用.