
PEG8000

产品编号: D10717

CAS: 25322-68-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 25322-68-3

分子式: $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$

分子量: 7200~8800

MDL: MFCD00081839

外观: 乳白色固状物

凝固点 (°C): 60~63

水份 (%): ≤ 1.0

pH值 (1%水溶液): 5.0~7.0

敏感性: 易吸潮

产品简介:

聚乙二醇是一种高分子聚合物, 化学式是 $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$, 无刺激性, 味微苦, 具有良好的水溶性, 并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性, 可作为抗静电剂及柔软剂等使用, 在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。依分子量不同而性质不同, 从无色无臭黏稠液体至蜡状固体。