

ProClin™ 150

产品编号: D10728

CAS: N/A

保存条件: Store at RT.

产品介绍：**注肼菌液：**

ProClin™950防腐剂是种不与还原性金属接触相容的金属的抑菌剂。防腐速本产品的体外试验中，证明其作为防腐剂的理想高效防腐性能。毒性远远低于硫柳汞和叠氮化钠，且有良好的生物降解能力，不会对环境造成污染。使用比稳定有效浓度低0.06%高至0.1%（降解速率ppm建议加入本品时搅拌均匀即可）。在50℃下，并尽量保持在30℃以下。在pH为7时，自然光能快速降解本产品，因此在使用本产品的过程中请注意适当避光。但在添加量适当提高至0.1-0.2%并且4℃保存的情况下，实测无须ProClin™系列产品注意参数。

产品货号	D10728	D10729	D10730	D10730
产品名称	ProClim™150防腐剂	ProClim™200防腐剂	ProClim™300防腐剂	ProClim™950防腐剂
活性成分	CMIT/MIT (1:5)	CMIT/MIT (1:5)	CMIT/MIT (3:1)	MIT (9:5)
稳定性	本产品中的活性组分中和使之失去活性，新蜂毒酸20g/L的亚硫酸氢钠溶液，并至少2倍体积加入本产品中，即可快速地中和本产品的活性组分。在清理过程中，必须小心操作以免与皮肤接触。	本产品中的活性组分中和使之失去活性，新蜂毒酸20g/L的亚硫酸氢钠溶液，并至少2倍体积加入本产品中，即可快速地中和本产品的活性组分。在清理过程中，必须小心操作以免与皮肤接触。	本产品中的活性组分中和使之失去活性，新蜂毒酸20g/L的亚硫酸氢钠溶液，并至少2倍体积加入本产品中，即可快速地中和本产品的活性组分。在清理过程中，必须小心操作以免与皮肤接触。	本产品中的活性组分中和使之失去活性，新蜂毒酸20g/L的亚硫酸氢钠溶液，并至少2倍体积加入本产品中，即可快速地中和本产品的活性组分。在清理过程中，必须小心操作以免与皮肤接触。
pH工作范围	2.5-8.5	2.5-8.5	2.5-8.5	2-12
温度范围	4-55℃	< 45℃	< 45℃	< 90℃
典型剂量(W/W)	0.06-0.10%	0.06-0.10%	0.03-0.05%	0.05-0.10%
保质期	2年	18个月	3年	3年