
D-Serine

产品编号: D20002

CAS: 312-84-5

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: CAS: 312-84-5

分子式: $C_3H_7NO_3$

分子量: 105.09

MDL: MFCD00004269

级别: AR

纯度: $\geq 99\%$

性状: 白色粉末。

敏感性: 对光敏感。

熔点: 220°C

比旋光度: -15° (C=10, HCl(1+5))

溶解性: 溶于水, 不溶于乙醇、乙醚和苯等有机溶剂。

用途: 用于生化研究, 组织培养基的制备, 医药上用作氨基酸类营养药。