
L-Homoserine

产品编号: D20003

CAS: 672-15-1

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: CAS: 672-15-1

分子式: $C_4H_9NO_3$

分子量: 119.12

MDL: MFCD00063090

级别: BR

纯度: $\geq 98\%$

性状: 白色结晶。

敏感性: 对光敏感。

熔点: 203°C

用途: 主要用于生化研究。高丝氨酸是丝氨酸的变体, 其侧链上有额外的碳。已被用作神经递质分析和氨基酸定量的内部标准。