
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate

产品编号: D10014

CAS: 620-45-1

保存条件: Store at RT, Protect from light. Stable for 24 months.

产品介绍: 级别: Ultra Pure Grade

溶解性: 10 mg/L Water

CAS: 620-45-1

分子式: $C_{12}H_6Cl_2NNaO_2 \cdot xH_2O$

分子量: 290.08

纯度: $\geq 98\%$ (HPLC)

外观/性状: 绿色或深棕色粉末

敏感性: 对光, 湿度敏感

用途: 用于水果、蔬菜等中的维生素C含量测定。氧化还原指示剂