
Tartaric acid disodium dihydrate

产品编号: D10063

CAS: 6106-24-7

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 6106-24-7

分子式: $C_4H_4Na_2O_6 \cdot 2H_2O$

分子量: 230.08

MDL: MFCD00150035

级别: AR

纯度: $\geq 99\%$

外观/性状: 白色粉末或结晶

溶解性: 易溶于水, 不溶于醇, 约120℃失去结晶水, 水溶液对石蕊呈微碱性。

敏感性: 易吸潮

用途: 用作分析试剂及生化试剂。用于钒的微量分析测定, 卡尔费休试剂的标定, 并用作掩蔽剂, 络合剂, 生化试。用于制药、食品加工、稳定剂、电镀剂等。