
PIPES缓冲液(0.01M, pH6.8) PIPES solution (0.01M, pH6.8)

产品编号: C7069

保存条件: 4℃保存, 有效期6个月。

产品介绍: PIPES (Piperazine-1,4-bisethanesulfonic acid) 中文名称: 哌嗪-1, 4-二乙磺酸, CAS: 5625-37-6, MW: 302.40, 是一种非离子两性缓冲剂, pH在6.1~7.5范围具有较好的缓冲能力。PIPES缓冲液常用于生化试剂盒、分子生物学、流式细胞术分析细胞周期等方面研究。 本产品仅用于科研, 不宜用于临床诊断或其他用途。