
Anthrone

产品编号: D10218

CAS: 90-44-8

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 90-44-8

分子式: C₁₄H₁₀O

分子量: 194.23

MDL: MFCD00001187

purity: 97%

外观: 无色针状结晶体。

溶解性: 溶于大多数有机溶剂和热氢氧化钠溶液，不溶于水。

储存条件: RT,避光

敏感性: 对光和空气敏感

用途: 用于蒽酮法测定可溶性糖，测定肝脏组织中的动物淀粉，以及有机合成。