
Succinic acid

产品编号: D10227

CAS: 110-15-6

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 110-15-6

分子式: $C_4H_6O_4$

分子量: 118.09

MDL: MFCD00002789

纯度: 99%

来源: 微生物

外观: 白色晶体

溶解性: 易溶于热水、乙醇和甲醇

敏感性: 易吸潮

用途: 碱量法标准, 检定铈、铜、镧、钍、镱、钇和亚硝酸盐, 分离和测定铁和铝, 缓冲剂, 有机合成, 气相色谱对比样品。