
Sodium phosphate monobasic dihydrate

产品编号: D10237

CAS: 13472-35-0

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 13472-35-0

分子式: $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

分子量: 156.01

MDL: MFCD00149209

纯度: 99%

外观: 白色结晶

溶解性: 易溶于水, 不溶于醇。

敏感性: 易吸潮

用途: 缓冲剂, 软水剂, 制造六偏磷酸钠和焦磷酸钠, 测定镁、单倍体育种中配制改良怀特培养基。分子生物学级用于胶电泳-胶缓冲液组分, 用于含甲醛的变性胶。