
Imidazole

产品编号: D10250

CAS: 288-32-4

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 288-32-4

分子式: C₃H₄N₂

分子量: 68.08

MDL: MFCD00005183

纯度: 99%

外观: 无色棱形结晶

溶解性: 易溶于水、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶, 微溶于苯, 难溶于石油醚。

敏感性: 易吸潮

用途: 钴的测定。有机合成。用于抗新陈代谢、抗组织胺。pH值在6.2-7.8范围内, 可作为缓冲液。天门冬氨酸和谷氨酸滴定等。