
GBHA

产品编号: D10020

CAS: 1149-16-2

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 1149-16-2

分子式: $C_{14}H_{12}N_2O_2$

分子量: 240.26

MDL MFCD00002183

纯度: 98.0%(N)

外观/性状: 白色至类白色粉末

溶解性: 溶于甲醇、乙醇、丙酮、氯仿、吡啶及二甲基甲酰胺, 微溶于水。

储存条件: 密封于阴凉干燥处保存

用途: 络合指示剂。用于钙、镉、铝、铀的测定。光度测定钙、铟、铷、钪、钇、铈。