
D-LDH

产品编号: D10023

CAS: 9028-36-8

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: 可以用于多种代谢物的检测, 如三磷酸腺苷、二磷酸腺苷、葡萄糖、肌酐、丙酮酸、乳酸、甘油, 也可用于谷丙转氨酶和丙酮酸激酶等检测。

分子量: 38KDa(SDS-PAGE)

MDL: MFCD00130907

酶活性 (U/mg固体) : ≥ 200 U/mg

外观/性状: 白色、不规则粉末

活性单位定义: 25 °C, pH 7.4, 每分钟将1.0 μ mol 丙酮酸还原成D-乳酸的酶量为1个酶活单位