
PMS

产品编号: D10036

CAS: 299-11-6

保存条件: Store at -20°C stable for 4 years.

产品介绍: CAS: 299-11-6

分子式: C₁₄H₁₄N₂O₄S

分子量: 306.34

MDL: MFCD00011923

溶解性: 溶于水、甲醇和乙醇, 不溶于苯和二乙醚。200mg/ml in water.

纯度: 98%

外观/性状: 深黄色到棕色或卡其色结晶性粉末。

敏感性: 光敏感。

用途: 酶检测的电子受体。用于生化研究。