
SAH

产品编号: D20020

CAS: 979-92-0

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS: 979-92-0

分子式: C₁₄H₂₀N₆O₅S

分子量: 384.41

MDL: MFCD00037388

纯度: ≥98%

性状: 结晶。

熔点: 209-211 °C

沸点: 787.5±70.0 °C(Predicted)

溶解度: 1 M HCl: soluble 19.60 - 20.40mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow.

用途: 生化试剂。