
S-Trityl-L-cysteine

产品编号: D20023

CAS: 2799-07-7

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS: 2799-07-7

分子式: C₂₂H₂₁NO₂S

分子量: 363.47

MDL: MFCD00002611

纯度: 97%

性状: 白色结晶。

熔点: 182-183°C

沸点: 524.7°C at 760 mmHg

溶解性: 不溶于水, 溶于乙醇、DMSO、乙醚和醋酸。

用途: 多肽合成中用于半胱氨酸的保护。