
D-Methionine

产品编号: D20034

CAS: 348-67-4

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 348-67-4

分子式: C₅H₁₁NO₂S

分子量: 149.21

MDL: MFCD00002622

级别: BR

纯度: 99%

熔点: 273-275°C

性状: 白色结晶或结晶。

溶解性: 溶于水, 水中溶解度: 53 G/L (20°C), 稀酸及碱, 极微溶于醇, 不溶于醚。

作用靶点: GABA Receptor;

作用通路: Membrane Transporter/Ion Channel; Neuronal Signaling;

描述: D-蛋氨酸 (D-Methionine) 是一种有效的化学保护剂, 它还可以通过激活 GABAA 受体来抑制神经元活性。