
S-Benzyl-L-cysteine

产品编号: D20028

CAS: 3054-01-1

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS: 3054-01-1

分子式: $C_{10}H_{13}NO_2S$

分子量: 211.28

MDL: MFCD00002613

纯度: 98%

熔点: 209-214°C

沸点: 379.2°C at 760mmHg

性状: 白色粉末。

溶解性: 溶于水, 更溶于盐酸水溶液和NaOH溶液。

用途: 用于生化试剂, 缩宫素的合成及其它多肽合成。