
L-Homoserine

产品编号: D20026

CAS: 672-15-1

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: CAS: 3054-01-1 分子式: $C_{10}H_{13}NO_2S$ 分子量: 211.28 MDL: MFCD00002613

纯度: 98%

熔点: 209-214°C

沸点: 379.2°C at 760mmHg

性状: 白色粉末。

溶解性: 溶于水, 更溶于盐酸水溶液和NaOH溶液。

用途: 用于生化试剂, 缩宫素的合成及其它多肽合成。