

培养箱水盘抑菌剂 Incubator Water Pond Antimicrobial

产品编号: C6129

保存条件: 常温, 18个月.

产品介绍: 产品介绍:

本产品具有很强的抑菌功能, 对病毒的作用较强, 能高效抑制培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物。可有效防止细胞的污染, 从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

产品特点:

广谱高效: 高效抑制培养箱水盘中的细菌、真菌及支原体等微生物污染。

安全性高: 无刺激, 无腐蚀, 不挥发。

使用方便: 操作方便, 省时省力。

操作说明:

1. 使用75%酒精将培养箱水盘内壁清理干净;
2. 将水盘抑菌剂按照1: 100加入到水盘水体中 (高压灭菌水), 充分混匀;
3. 水盘抑菌剂每7-10天更换一次。

注: 污染爆发时期, 如梅雨季节等, 可适当增加用量。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 禁与阴离子表面活性剂混合使用。
3. 本产品仅限科研使用。

相关产品:

C6126, Room SafeGuard Set, 细胞房卫士组合 (套装包含以下三个产品各一瓶)

C6128, Incubator & Surface Microbial-Free (Ready to Use), 培养箱及空间表面灭菌喷雾 (即用型), 500ml/瓶

C6129, Incubator Water Pond Antimicrobial, 培养箱水盘抑菌剂, 150ml/瓶

C6130, Waterbath Antimicrobial Reagent, 水浴锅抑菌剂, 150ml/瓶