
Titan yellow

产品编号: D10050

CAS: 1829-00-1

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: 级别: BR,

CAS号: 1829-00-1

分子式: $C_{28}H_{19}N_5Na_2O_6S_4$

分子量: 695.72

MDL: MFCD00013091

溶解性: 在水、乙醇、硫酸或氢氧化钠溶液中溶解。

纯度: 98%

外观/性状: 橙黄色结晶

敏感性: 对光敏感

用途: 比色测定镁, 检定硼和镁, 生化及组织化学, 酸碱指示剂(pH 12·0-13·0)。

介绍: 能溶于水、醇(呈黄色溶液)、氢氧化钠(呈红黄色)、硫酸(呈棕黄色)。